




	Rutschtuch PICCOLO ONE	Rutschtuch MOBI ONE	Rutschtuch ACTIV ONE	Rutschtuch FLEXI ONE	Rutschtuch JUMBO ONE	Rutschtuch TRANSFER ONE	
Material Einweg bis zu 8 Wochen anwendbar				flexibel faltbar			
	60 x 41 cm	122 x 71 cm	122 x 100 cm	200 x 140 cm	200 x 140 cm	200 x 70 cm	
							
Belastbarkeit	300 kg CE	300 kg CE	300 kg CE	300 kg CE	300 kg CE	300 kg CE	
Material	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	
Desinfektion	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Waschmaschine	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
Handling							
Flüssigkeits- abweisend	✗	✗	✗	✗	✗	✗	

	Rutschtuch PICCOLO	Rutschtuch MAXI	Rutschtuch MOBI	Rutschtuch ACTIV	Rutschtuch FLEXI	Rutschtuch JUMBO	Rutschtuch TRANSFER MASTER
Material Mehrweg					flexibel faltbar		
	60 x 41 cm	72 x 71 cm	122 x 71 cm	122 x 100 cm	200 x 140 cm	200 x 140 cm	100 x 200 cm
Belastbarkeit	300 kg CE	300 kg CE	300 kg CE	300 kg CE	300 kg CE	300 kg CE	300 kg CE
Material	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Desinfektion	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Waschmaschine	✓ 150 x	✓ 150 x	✓ 150 x	✓ 150 x	✓ 150 x	✓ 150 x	✓ 150 x
Handling							
Flüssigkeits- abweisend	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

	Rutschtuch PICCLOLO EXTREME	Rutschtuch MAXI EXTREME	Rutschtuch MOBI EXTREME	Rutschtuch ACTIV EXTREME	Rutschtuch FLEXI EXTREME	Rutschtuch JUMBO EXTREME	
Material Mehrweg „Alleskönner“					flexibel faltbar		
	60 x 41 cm	72 x 71 cm	122 x 71 cm	122 x 100 cm	200 x 140 cm	200 x 140 cm	
							
Belastbarkeit	300 kg CE	300 kg CE	300 kg CE	300 kg CE	300 kg CE	300 kg CE	
Material	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	
Desinfektion	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Waschmaschine	✓ 80 x	✓ 80 x	✓ 80 x	✓ 80 x	✓ 80 x	✓ 80 x	
Handling							
Flüssigkeits- abweisend z.B. Inkontinenz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Rutschtuch Mehrweg	PICCOLO 60 x 41cm	MAXI 72 x 71 cm	MOBI 122 x 71 cm	ACTIV 122 x 100 cm	FLEXI 200 x 140 cm	JUMBO 200 x 140 cm	TRANSFER MASTER 100 x 200 cm
Rutschtuch Mehrweg Inkontinenz	PICCOLO EXTREME 60 x 41 cm	MAXI EXTREME 72 x 71 cm	MOBI EXTREME 122 x 71 cm	ACTIV EXTREME 122 x 100 cm	FLEXI EXTREME 200 x 140 cm	JUMBO EXTREME 200 x 140 cm	
Rutschtuch Einweg	PICCOLO ONE 60 x 41 cm		MOBI ONE 122 x 71 cm	ACTIV ONE 122 x 100 cm	FLEXI ONE 200 x 140 cm	JUMBO ONE 200 x 140 cm	TRANSFER ONE 70 x 200 cm
Skizze					flexibel faltbar		
Anwendungsempfehlung	<p>Personen welche noch AKTIV am Lagerungsprozess teilnehmen. Fördert Rehabilitation durch Mithilfe.</p> <p>Erleichterung der Drehbewegung im Bett, Stuhl, Autositz sowie hochrutschen im Bett,</p> <p>Verbesserung Transfer Rollstuhl-Bett</p> <p>Für schwangere Frauen um einfaches Drehen im Bett zu ermöglichen bzw. zur Schmerzreduktion im Lagerungswechsel bei "PDA Anwendung" während Entbindung.</p>				<p>Flexibel faltbar, nicht zweifach vernäht wie beim JUMBO / JUMBO ONE/ JUMBO EXTREME</p> <p>hochrutschen im Bett</p> <p>Seitenlagerung im Bett</p>	<p>besseres Handling als FLEXI / FLEXI ONE / FLEXI EXTREME da zweifach vernäht</p> <p>hochrutschen im Bett</p> <p>Seitenlagerung im Bett</p>	<p>Transfer Bett-Bett</p> <p>Transfer Bett-OP Tisch</p> <p>Transfer Bett-Rettungsbahre</p> <p>Keine störenden Kanten wie beim Rutschbrett</p>